

RYM[®] Cicatrizante

ácido hialurónico (sal sódica) al 0,2 %

Crema para uso cutáneo

Descripción del producto:

RYM[®] Cicatrizante es un preparado tópico constituido por ácido hialurónico como componente principal. El ácido hialurónico es un polisacárido biológico (glicosaminoglicano) distribuido en la matriz extracelular de la mayoría de los tejidos. Gracias a sus propiedades hidrofílicas, proporciona un medio hidratado entre las células, facilitando su migración.

Composición:

Componente principal: ácido hialurónico (sal sódica) al 0,2 %.

Otros componentes: monoestearato de polietilenglicol 400, éster decílico del ácido oleico, cera emulgente, glicerol, solución de sorbitol al 70 %, dehidroacetato sódico, metil p-hidroxibenzoato, propil p-hidroxibenzoato, fragancia, ácido láctico, agua purificada.

Indicaciones:

RYM[®] Cicatrizante está indicado para el tratamiento de las irritaciones y las lesiones cutáneas. En particular se ha desarrollado para cubrir heridas tanto agudas como crónicas (abrasiones, zonas de las que se ha extirpado tejido para realizar un injerto, heridas resultantes de intervenciones quirúrgicas, quemaduras de primer y segundo grado, úlceras vasculares y metabólicas y llagas por decúbito), proporcionando un medio hidratado que protege frente la abrasión, fricción y deshidratación de la zona.

Posología y administración:

Limpiar y desinfectar las heridas o las úlceras antes del tratamiento. Aplicar una fina capa de crema sobre la superficie de la herida dos o tres veces al día durante un máximo de 30 días consecutivos. El área tratada debe cubrirse con un apósito estéril.

Contraindicaciones:

No administrar a pacientes con una hipersensibilidad conocida a los componentes del producto.

Advertencias y precauciones:

No usar si el paquete está dañado.

No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

La fecha de caducidad se refiere al producto mantenido en su envase original y conservado a temperatura inferior a 30 °C.

Desechar el producto 12 meses después de la primera apertura.

Evitar el contacto directo del envase con la herida.

Cada tubo de **RYM[®] Cicatrizante** debe ser usado únicamente por un paciente con el fin de reducir el riesgo de infección cruzada.

En caso de embarazo, lactancia y uso en niños, consulte a su médico antes de usar el producto, ya que no se ha establecido la seguridad y eficacia de **RYM[®] Cicatrizante** en estos casos.

Después de usar, depositar en el contenedor de residuos apropiado.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Reacciones adversas:

Pueden producirse ocasionalmente reacciones cutáneas como: erupción en el lugar de aplicación, prurito, ardor, irritación de la piel, sequedad, eritema, dermatitis, decoloración de la piel. Los síntomas son habitualmente transitorios, leves y rara vez requieren abandonar el tratamiento.

Interacciones:

No usar concomitantemente con desinfectantes que contengan sales de amonio cuaternario, ya que el ácido hialurónico puede precipitar en su presencia. El tratamiento tópico concomitante de las heridas con antibióticos u otros agentes de acción a nivel local nunca ha originado interacciones o incompatibilidades con **RYM® Cicatrizante**.

Conservación:

Conservar a una temperatura inferior a 30 °C.

Presentación:

Envase con tubo de 25 g de crema.

Envase con tubo de 100 g de crema.

Fabricado por:

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica 3/A

35031 Abano Terme (Padua), Italia

Distribuido en España por:

LABORATORIOS ERN, S.A.

Perú, 228

08020 Barcelona, España

Fecha de publicación de la última revisión de las instrucciones de uso: Julio 2019



Consúltense las instrucciones de uso



Fecha de caducidad

LOT

Código de lote



Límite superior de temperatura



Plazo después de la apertura



No utilizar si el envase está dañado



Fabricante

61.0370/E

CE 0123

ERN