

Cloretilo chemirosa

Spray para crioanestesia local en piel intacta

INGREDIENTES: cloruro de etilo.

PROPIEDADES:

CLORETILO CHEMIROSA es un producto para uso cutáneo. Al pulverizar la solución sobre la piel se consigue un fuerte descenso de la temperatura que proporciona una anestesia local en la zona (efecto crioaestésico local).

INDICACIONES:

Crioanestesia local:

- en medicina deportiva para atenuar el dolor mediante frío,
- previa a técnicas invasivas rápidas e intervenciones quirúrgicas menores. Aplicar sobre la piel intacta antes de venopunción, canulación venosa y cirugía superficial dermatológica.

MODO DE EMPLEO:

CLORETILO CHEMIROSA es para uso cutáneo exclusivamente externo sobre la piel intacta.

Para su aplicación coger el frasco con una mano, presionar el pulsador con un dedo y pulverizar la zona que se desea anestesiar, manteniendo el frasco a unos 15 cm de distancia. Realizar varias pulverizaciones de 3-5 segundos hasta conseguir el efecto deseado, que se manifiesta por el aspecto blanco y endurecido de la piel.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS:

Puede aparecer irritación en las membranas mucosas. También pueden darse casos de sensibilización cutánea.

Intoxicación y su tratamiento

En caso de inhalación accidental masiva, cloruro de etilo puede producir efectos narcóticos así como afectación respiratoria y cardíaca.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO:

Úsese únicamente como se indica. Solución para pulverización de uso externo. No debe ser ingerido. Debe evitarse el contacto con los ojos u otras mucosas.

El uso abusivo puede provocar quemaduras en la piel por congelación.

No utilice **CLORETILO CHEMIROSA** si,

- es alérgico a cualquier componente de la solución,
- tiene la piel herida o infectada.

Aerosol extremadamente inflamable

Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C. Mantener fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN:

Estuche conteniendo un frasco de 100 g y 200 g.

FABRICANTE:

LABORATORIOS ERN, S.A.
Perú, 228 - 08020 Barcelona, España

Si desea obtener más información sobre **CLORETILO CHEMIROSA** contacte mediante correo electrónico a: info@ern.es

Fecha de publicación de la última versión de las instrucciones de uso: Febrero 2020



Fabricante



Fecha de caducidad



Código de lote



-50 °C

Límite superior de temperatura



Consúltense las instrucciones de uso

ERN



40236/02